

Maska krtaniowa silikonowa wielokrotnego użytku - rozmiar 5.0



Cena: 260,00 zł

Opis słownikowy

Dostępność	Wysyłka 1-3 dni
Index	1771

Tabela cech produktu

rozmiar 3.0	waga pacjenta 30-50kg.
rozmiar 4.0	waga pacjenta 50-70kg.
rozmiar 5.0	waga pacjenta >70kg.

Opis produktu

Silikonowa maska krtaniowa wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. do 134 st. C.

Maskę można sterylizować 50 razy.

Każda maska ma naniesiony indywidualny numerem oraz dołączoną kartę użytkownika maski (z tym samym numerem) co pozwala rejestrować i kontrolować ilość użyć maski.

Maski służą do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii.

Przy zakładaniu maski stosuje się **lubrykant**, który ułatwia założenie maski.

Łatwy sposób zakładania maski oraz mniejsze ryzyko powikłań pozwala stosować maskę krtaniową jako alternatywę dla intubacji.

Zakładanie maski nie wymaga odchylenia głowy pacjenta do tyłu, dlatego można ją stosować u poszkodowanych z uszkodzonym kręgosłupem szyjnym.

Maski krtaniowe stanowią element wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego, w tym również **zestawów ratowniczych PSP R1**.

- * maska jest bezpieczną i efektywną alternatywą dla intubacji,
- * ma zastosowanie w ratownictwie medycznym i anestezjologii,
- * może być wykorzystywana zarówno w procedurach planowanych jak i w wypadkach nagłych,

- * wyprofilowany mankiet maski doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta,
- * delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień,
- * balonik kontrolny pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia w mankiecie,
- * na całej długości rurki znajduje się znacznik RTG pozwalający widzieć maskę podczas prześwietlania pacjenta promieniami RTG,
- * zgodna ze standardem MRI,
- * nie zawiera lateksu,
- * nie zawiera ftalanów (DEHP),
- * wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta.